

## **SENSIDISCOS CEFPODOXIMA 10µg**

### **OXOID**

#### **CARTUCHO X 50**

La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:

- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos

#### **Ficha técnica:**

Código de antibiótico	CPD
Concentración	10 µg
Cantidad	Cartucho x 50 discos

Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.

Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad del <2%, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.