

SENSIDISCOS NEOMICINA 30µg

OXOID

CARTUCHO X 50

La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:

- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos

Ficha técnica:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Código de antibiótico | N |
| Concentración | 30 µg |
| Cantidad | Cartucho x 50 discos |

Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.

Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad del <2%, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.